## Реверсионно махало

Васил Николов (03.01.2022)

#### І. ЦЕЛ НА УПРАЖНЕНИЕТО

Да се изследва поведението на реверсионно махало и да се измери земното ускорение g.

където l е разстоянието между двете точки на окачване. По този начин може много точно да се определи земното ускорение.

#### ІІ. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА УСТАНОВКА

Реверсионното махало е метална пръчка с тежести, които могат да се плъзгат по пръчката, и две възможни точки на окачване в двата края на пръчката. Едната тежест се фиксира в единия край, а другата се плъзга по пръта, и се измерват периодите на махалото спрямо двете точки на окачване като функция на разстоянието между тежестите. Теоретично може да се изведе че ако за дадено разстояние между тежестите двата периода T и T'съвпадат, то

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$$

$$g = \frac{4\pi^2 T^2}{l} \tag{1}$$

### ІІІ. ТЕОРЕТИЧНА ОБОСНОВКА

Плъзгането на едната тежест променя инерчният момент на махалото, и затова то има различни периоди в зависимост от разстоянието между тежестите. От теоремата на Щайнер се извежда уравнение (II), и по него се пресмята земното ускорение.

# IV. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ДАННИ И РЕЗУЛТАТИ